

Cuidado de Baños oficinas y cocinas



Gel limpia y desinfecta mamadera no deja residuos

Características:

Es un producto especialmente formulado para la limpieza y desinfección correcta que necesita una mamadera. Logra su máxima efectividad cuando la espuma generadora entra en contacto por las paredes de la misma.

Recuerde que una mala limpieza y desinfección puede ser perjudiciales para la salud del bebe.

Es un producto efectivo y super practico.

Instrucciones de uso:

Enjuague previamente la mamadera con agua fría. Luego coloque un poco de agua dentro de la misma y aplique una o dos dosis de producto por medio de su bomba dosificadora.

Dependiendo del tamaño de la mamadera variara la decisión de entre una o dos.

Tape la misma con la tetina agite bien, generando una espuma luego enjuague con abundante agua y quedara lista para su uso.

Presentación:

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Pack de 3 envases x 1lts con bomba

Dilución:

Dilución no se recomienda.

Especificaciones:

Aspecto: Liquido cristal

Olor: No posee

www.eccolac.com.ar | info@eccolac.com.ar

eccolac
PROFESSIONAL CLEANERS

CALIDAD en toda la compra